

## AL02-03-100 : Autoclave de mesa semiautomático

Ideal para la esterilización de:

- Líquidos, como medios de cultivo y soluciones tampón
- Instrumental, como pipetas, tubos y filtros
- Artículos de vidrio y plástico
- Esterilización de residuos



### Características:

- **Tapa en plástico resistente al calor:** Previene el contacto con partes calientes protegiendo de posibles quemaduras
- **Cierre de puerta dependiente de la Presión:** previene apertura de puerta cuando el equipo está presurizado
- **Interruptor de seguridad de bloqueo de puerta :** Previene el inicio accidental del programa si la puerta no se ha cerrado correctamente
- **Dispositivo de seguridad de sobretemperatura :** apaga los elementos calefactores si se alcanza una temperatura demasiado alta
- **Válvula de sobrepresión** Deja ir presión en el caso de riesgo de sobrepresión.

### Especificaciones Técnicas:

Volumen de la cámara (l):	23
Medidas de la cámara (Ø x Profundidad en mm):	250 x 420
Voltaje(nominal +/-10%) 50/60Hz (V):	220 - 240
Capacidad calorífica (Kw):	2.2
Temperatura Ambiente (°C):	5 a 40° C
Control:	Semi Automático
Dimensiones* Ancho x Alto x Fondo (mm):	510 x 365 x 545
Peso (envíos) :	48 Kg.

Dimensiones incluye los pies. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

### Capacidad de carga:

Erlenmeyer	Nº. botellas	Schott-Duran	Nº. botellas
250 ml	10	250 ml	14
500 ml	8	500 ml	10
1000 ml	3	1000 ml	4